

SANISTICK HD CARE

NEW FORMULA



① SaniStick Clip

② SaniStick Cap

Modell je nach Verfügbarkeit
Model depending on availability

SANISTICK HD CARE

Das original Handdesinfektionsspray in zwei Varianten (je nach Verfügbarkeit): **SaniStick Clip** mit patentiertem Click-Verschluss oder **SaniStick Cap** im Pumpspender mit Kappe. Beide sind auslaufsicher, passen in jede Tasche und werden auf Wunsch auch in der 4c Single Box verpackt.

INHALT

- Produktion in Deutschland nach DGHM/VAH Richtlinien (gem. EN 1500/EN 12791)
- Hautverträglichkeit durch Dermatest GmbH bestätigt
- Haltbarkeit: min. 18 Monate
- Inhalt: ca. 15 ml

REZEPTUR

- Alkoholisches Handdesinfektionsmittel
- Viruzid (EN 14476)
 - Bakterizid (EN 13727)
 - Fungizid (EN 13624)
 - Parfümfrei
 - Hautpflegend mit Glycerin und Rückfetter

PRODUKTDDETAILS

Mindestmenge: 300 Stk.
Single Box: 1.000 Stk.
Material: Kunststoff
Verpackung: 100 St. im Karton
Lieferzeit: ca. 4 Wochen
Druck: 4c Etikett



Vertriebsgebiet:
Deutschland und Österreich.

SANISTICK HD CARE

The original hand disinfection spray in two variants (depending on availability): **SaniStick Clip** with patented twist-lock lid or **SaniStick Cap** in a pump dispenser with cap. Both are leak-proof, fit in any pocket and are also packaged in the 4c Single Box on request.

CONTENT

- Production in Germany according to DGHM/VAH guidelines (EN 1500/EN 12791)
- Dermatologically tested by Dermatest GmbH
- Shelf life: min. 18 months
- Content: approx. 0.5 fl oz

FORMULA

- Alcohol-based hand sanitiser
- Virucidal (EN 14476)
 - Bactericidal (EN 13727)
 - Fungicidal (EN 13624)
 - Fragrance-free
 - Nourishing for the skin with glycerine and moisturising agents

PRODUCT DETAILS

MOQ: 300 pcs.
Single Box: 1,000 pcs.
Material: Plastic
Packaging: 100 pcs. in carton
Delivery time: approx. 4 weeks
Printing: 4c label




Sales area:
Germany and Austria.

Farbe / Colour



SaniStick Clip: Phiole : transparent, Pumpenaufsatz: weiß / Phial: transparent, pump application: white
SaniStick Cap: Phiole : transparent, Pumpenaufsatz/Kappe: farblos / Phial: transparent, pump application/cap: colorless



SANISTICK HD CARE CLIP / CAP ETIKETT / LABEL

ETIKETT

SANISTICK HD CARE CLIP / CAP

Werbefläche: **75 x 25 mm**

(exkl. Pflichtangaben)

Gesamtdruckfläche: **75 x 53,5 mm**

Beschnittzugabe: **2 mm**

LABEL

SANISTICK HD CARE CLIP / CAP

Advertising space: **75 x 25 mm**

(excl. compulsory information)




Total print area: **75 x 53,5 mm**

Trimedge: **2 mm**



**Vertriebsgebiet
ausschließlich Deutschland
und Österreich**

Sales area
Germany and Austria only



Beschnittzugabe 2 mm
Trimedge 2 mm

Datenformate
Verarbeitet werden
Vector EPS Daten aus
folgenden Programmen:
Corel Draw X6, Adobe
Illustrator CS 2, Macro-
media Freehand MX.
Auch Schriften sind in
Pfade (Kurven) umzu-
wandeln.

Data formats
Vector EPS data from
the following programs
can be processed: Corel
Draw X6, Adobe Illustr-
ator CS 2, Macromedia
Freehand MX. Further-
more writing must be
converted to paths
(curves).

**Fotos für Etikettendruck,
Doming oder Box**
Fotos sind mit einer
Auflösung von mind.
300 dpi TIFF (CMYK) in
Originalgröße bereitzu-
stellen. Um Farbabwei-
chungen zu minimieren,
ist der Bestellung mög-
lichst ein Farbausdruck
beizufügen.

**Photographs for label
print, doming or LipBox**
Photographs are to be
supplied with a resolu-
tion of at least 300 dpi
TIFF (CMYK) in original
size. To minimise colour
variation, a colour print
should be enclosed with
the order.

Mindeststrichstärke
Drucktechnisch bedingt
darf die Strichstärke von
0,18 mm nicht unter-
schritten werden.

Minimum line width
Due to the limitations in
printing technology, the
line width may not be
smaller than 0.18 mm.